

Anexo 1

Indicaciones para servicio de prueba de identificación humana o parentesco

Las muestras de referencia que pueden ser recibidas para estudios de parentesco de rutina (paternidad, maternidad, hermandad, abuelidad, etc.) son:

- Raspado bucal.
- Muestra de sangre en tarjeta de recolección FTA, Copán o Guthrie, o tubo tipo vacutainer® con EDTA-K3 como anticoagulante (tapa morada).
- Mechones de cabello.
- Indicios (cepillos de dientes y prendas con manchas de sangre, semen, secreciones vaginales, saliva, etc.).

Indicaciones para toma:

- Raspado bucal: Al menos una hora de ayuno completo, no comida (incluyendo golosinas) bebida, fumar o haberse cepillado los dientes. Tomar al menos 3 muestras por paciente. Utilizar el kit de toma de muestra de Novogen o sobres de papel e hisopos/cepillos estériles. Emplear hisopos/cepillos no estériles (p. ejem. Q-Tips, aplicadores de algodón genéricos, cepillos interdentes, etc.) puede comprometer el resultado.
- Muestras de sangre: No haber recibido trasplantes de médula ósea nunca. No haber recibido transfusiones de sangre en los últimos seis meses. Tomar al menos 200 µl de sangre por participante o una mancha de al menos 1 cm² en tarjeta por participante.
- Mechones de cabello: Un mechón de al menos 10 cabellos con bulbo (raíz) visible por participante. Recolectar en sobre de papel o bolsa de plástico.
- Indicios: Sin indicaciones particulares. Recolectar en sobre de papel o bolsa de plástico.

Indicaciones para envío:

- Raspado bucal: Pueden mantenerse almacenadas a temperatura ambiente 2-4 semanas previo a su envío. Transporte a temperatura ambiente en sobre de papel/cartón.
- Muestras de sangre colectadas en un tubo tipo vacutainer®: Pueden mantenerse almacenadas a temperatura de refrigeración (2-8°C) 3-5 días previo a su envío. Transporte a temperatura de refrigeración (2-8°C) preferible en hielera con suficientes refrigerantes para resistir transporte.
- Muestras colectadas en tarjetas FTA, Copán o Guthrie: Pueden mantenerse almacenadas a temperatura ambiente 2-4 semanas previo a su envío. Transporte a temperatura ambiente en sobre de papel/cartón.
- Mechones de cabello: Se puede almacenar por tiempo indefinido a temperatura ambiente previo a su envío. Transporte a temperatura ambiente en sobres de papel o bolsas de plástico.
- Indicios: Se puede almacenar por tiempo indefinido a temperatura ambiente previo a su envío. Transporte a temperatura ambiente en sobres de papel o bolsas de plástico.

IMPORTANTE: Indicar en la solicitud si existe la posibilidad de existencia de otra relación biológica entre los participantes además de la relación buscada.

Novogen no se hace responsable por resultados no concluyentes derivados de no seguir las indicaciones provistas.

Los resultados son enviados **únicamente** a la persona física o moral indicada en el campo de "solicitante" de la **solicitud de servicio**. En caso de ser un laboratorio que subroga muestras, colocar los datos del laboratorio.